

GEBRAUCHSANWEISUNG

Einweg-Kittel - Stufe 1

Verwendungszweck

Die Kittel können zum Beispiel als persönliche Schutzausrüstung, im Gesundheitswesen verwendet werden. Sie werden verwendet, um den Träger vor der Ausbreitung von Infektionen oder Krankheiten zu schützen, wenn der Träger mit potenziell infektiösem flüssigem und festem Material in Kontakt kommt. Sie können auch verwendet werden, um zu verhindern, dass der Kittelträger Mikroorganismen überträgt, die gefährdeten Patienten, wie z. B. Patienten mit geschwächtem Immunsystem, schaden könnten. Kittel sind ein Teil einer umfassenden Strategie zur Infektionskontrolle

- Stufe 1: Minimales Risiko, das beispielsweise während der Grundversorgung, der Standardisolation, des Deckmantels für Besucher oder in einer medizinischen Standardeinheit verwendet werden kann
- Wird für minimale Risikosituationen verwendet
- Bietet eine leichte Barriere gegen kleine Mengen des Eindringens von Flüssigkeit
- Anwendbarkeit: Grundversorgung, Standardklinik

Kontraindikationen

KEINE BEKANNT

Sicherheitstipps

- Wenn sich an den Kittel Löcher oder Risse befinden, verwenden Sie diese nicht und entsorgen Sie sie.
- Wenn die Haltbarkeit abgelaufen ist, sollten die Kittel nicht verwendet werden.

Lager

Wir empfehlen Lagerbedingungen zwischen 5° C und 35 ° C. Nicht nach Ablaufdatum verwenden.

Grafische Symbole

 Halten Sie zwischen 5 und 35 Grad Celsius	 Chargennummer	 Hersteller	 Zertifizierungen
 Verfallsdatum	 Herstellungsdatum	 Verwenden Sie den Inhalt nicht falls das Paket beschädigt ist	 Nicht wiederverwenden
SKU-Modell Katalognummer	 Nicht waschen		

Hergestellt durch:

INTEGRAS SAVUNMA VE MEDİKAL A.Ş.
 Mutlukent Mah. 2001 Sokak No:2 Cankaya, Ankara, TURKEY
 Loxtay is the registered Trademark of Integras.
 All Rights Reserved Copyright © 2020

Importiert und vertrieben durch:

P&S Handels GmbH
 Auf der Gemarkte 1
 40625 Düsseldorf