

LT221 AAMI Level 2 Einweg Isolationskittel SMS

MATERIAL Zusammensetzung: SMS

Hergestellt aus 3-lagigem Polypropylen-Vliesstoff, 40 g/m²
 Sondergewicht: auf Kundenwunsch

Beschreibung

SMS Vliesstoff
 nicht Steril
 Flüssigkeitsbeständig
 Atmungsaktiv
 Halsgebunden oder Klettverschluss
 Mit gestrickten Manschetten oder Bandmanschetten
 Mit Band an der Taille
 Antistatisch
 Einzelverpackung

INFORMATION

Produktcode	Größe	Farbe	Einheit
LT221	S bis 3XL	Blau / Marine	80 Stück

LAGERRICHTLINIEN

An einem trockenen Ort lagern
 Bei Temperaturen zwischen 5-25 C lagern
 Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht
 Vermeiden Sie die Lagerung neben Heizkörpern und Lagertüren

Sterilisation:	Nicht steril
Waschbar bis:	N/A
CE-Kennzeichnung:	Ja
Haltbarkeit:	24 Monate
Einstufung:	I
Produkt zum einmaligen Gebrauch:	Ja

PRODUCT SIZE CHART

Code	Größe	Länge (cm)	Breite (cm) (Einstellbares Band)	Ärmel (cm)	Stück
LT221	S-M	115	140	51-53	80
LT221	L-XL	120	140	55-57	80
LT221	XXL-3XL	125	140	59-61	80

EN, ISO, IEC etc	NAME
EN 13795-1	Chirurgische Kleidung und Vorhänge - Anforderungen und Prüfmethode Teil1: OP-Vorhänge und Kittel
EN ISO 22612	Mikrobielle Penetration - trocken
EN ISO 22610	Mikrobielle Penetration - nass
EN ISO 11737-1	Sauberkeit mikrobiell / bioburden
EN ISO 13938-1	Berstfestigkeit - Trocken / Berstfestigkeit - Nass
EN 29073-3	Zugfestigkeit - Nass- / Zugfestigkeit - Trocken